




### Microcatéter de doble lumen

Solución óptima para diversas técnicas de PCI complejas



### Recubrimiento hidrofílico en la parte distal


- Para reducir la fricción al avanzar

### Puede utilizarse para:

- Cable paralelo (cableado de balancín)
- Cableado inverso

### Doble lumen

- Lumen RX proporciona un intercambio rápido de dispositivos
- Lumen OTW proporciona soporte



## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

## CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

D.E. distal	REF	Longitud (cm)	D.E. proximal	D.I. distal	D.E. guía máx	Marcadores	Curva
1.7F	60172307	110	2.3F	0.016"	0.014"	1	Recto
	60172306	130		1			
	60172303	150		2			
	60172305	150		1			
	60172304	170		1			
	60172302	170		2			
1.9F	60172301	170	2.4F	0.015"	0.014"	3	Recto
	60192414	110		1			
	60192405	130		1			
	60192403	150		2			
	60192404	150		1			
	60192407	170		1			
	60192402	170		2			
2.6F	60192406	170	2.8F	0.0175"	0.014"	3	Recta cónica
	60192401	170				3	
	60192801	130				1	
3.2F	60192802	150	2.3F	0.017"	0.014"	1	doble lumen
	60192804	170				2	

## INTERVENCIONES PERIFÉRICAS

D.E. distal	REF	Longitud (cm)	D.E. proximal	D.I. distal	D.E. guía máx	Marcadores	Curva					
2.1F	60212710	110	2.7F	0.021"	0.018"	1	45°					
	60212711						Swan Neck					
	60212704						Recto					
	60212708						45°					
	60212709						Swan Neck					
	2.4F	60212703					130	2.7F	0.024"	0.021"	1	Recto
		60212706										45°
		60212707										Swan Neck
		60212705										Recto
		60212702										45°
60212701		Swan Neck										
2.6F	60242710	110	2.7F	0.028"	0.025"	1	45°					
	60242711						Swan Neck					
	60242704						Recto					
	60242708						45°					
	60242709						Swan Neck					
	2.7F	60242703					130	3.0F	0.028"	0.025"	1	Recto
		60242706										45°
		60242707										Swan Neck
		60242705										Recto
		60242702										45°
2.7F	60242701	150	3.0F	0.028"	0.025"	1	Recto					
	60263001						45°					
	60263004						Swan Neck					
	60273008						Recto					
	60273009						45°					
	60273002						Swan Neck					
	60273006						Recto					
	60273007						45°					
	60273001						Swan Neck					
	60273004						Recto					
60273005	45°											
60273003	Swan Neck											