

SealingPro™

Conector en Y



CONECTOR EN Y TIPO EMPUJAR-TIRAR CON VÁLVULA DE SEGURIDAD GIRATORIA

➤ **Empujar para desbloquear, tirar para bloquear**

Fácil de usar y buena hemostasia con válvula segura para bloquear y abrir.

➤ **Identificador nominal: 10F**


Gran lumen para la introducción del dispositivo.

➤ **Tipo ultracorto**

Asegúrese de que la longitud de extensión de los dispositivos en el recipiente sea suficiente.

➤ **Resistencia a la alta presión**

800 psi máximo por válvula de seguridad.



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REF	Conector en Y			Insertador	Dispositivo de par de torsión	Tubo de extensión
	Longitud (mm)	D.I. (mm)	Cantidad			
18471100	47	3.4(10F)	1	•	•	
18491100	49	3.4(10F)	1	•	•	
18601100	60	3.4(10F)	1	•	•	
18821100	82	3.4(10F)	1	•	•	
18821200	82	3.4(10F)	1	•	•	•
18891100	89	3.4(10F)	1	•	•	
18891200	89	3.4(10F)	1	•	•	•
18891101	89	3.4(10F)	1	•	•	
18891201	89	3.4(10F)	1	•	•	•
18991100	99	3.4(10F)	1	•	•	
18991200	99	3.4(10F)	1	•	•	•
18992100	99	3.4(10F)	1	•	•	
18992200	99	3.4(10F)	1	•	•	•