

Kit del Lazos



UN LAZO, SE ADAPTA A TODO

Para recuperar filtros venosos y objetos extraños en la vasculatura

» **Excelente visibilidad y retención de forma**

Bucle: Espiral de tungsteno bañada en oro sobre guías de nitinol.
Catéter de entrega: Marcador de platino distal para una localización precisa.

» **Minimizar la fricción, maximizar la capacidad de torsión**

Empujador: PTFE sobre eje de nitinol.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REF.	Diámetro del lazo (mm)	Longitud del lazo (cm)	D.E. del catéter (mm)	Longitud del catéter (mm)
57021750*/57021751	2	175	1.06 (3F) /-	150 /-
57022000*/57022001	2	200	1.06 (3F) /-	150 /-
57041750*/57041751	4	175	1.06 (3F) /-	150 /-
57042000*/57042001	4	200	1.06 (3F) /-	150 /-
57051250*/57051251	5	125	1.40 (4F) /-	150 /-
57071750*/57071751	7	175	1.06 (3F) /-	150 /-
57072000*/57072001	7	200	1.06 (3F) /-	150 /-
57100650*/57100651	10	65	1.40 (4F) /-	150 /-
57101250*/57101251	10	125	1.40 (4F) /-	150 /-
57151250*/57151251	15	125	2.06 (6F) /-	150 /-
57201250*/57201251	20	125	2.06 (6F) /-	150 /-
57250650*/57250651	25	65	2.06 (6F) /-	150 /-
57251250*/57251251	25	125	2.06 (6F) /-	150 /-
57301250*/57301251	30	125	2.06 (6F) /-	150 /-
57351250*/57351251	35	125	2.06 (6F) /-	150 /-

* Kit con catéter de entrega

