


Braidin™ MG

Introduccion Orientable

UN INTRODUTOR QUE LLEGA A TODO

La punta de la camisa orientable ayuda a llegar a las áreas de difícil acceso del corazón, con una maniobrabilidad precisa para mejorar la eficiencia de su práctica clínica.

- Orientable bidireccionalmente hasta 180° con punta blanda
- Colocación precisa del catéter para diferentes anatomías
- Excelente radiopacidad que facilita la ubicación
- Mango de fácil uso



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Tamaño francés	REF			Longitud total y de trabajo (cm)	Orificio lateral	Información de la guía
	Curva A	Curva B	Curva D			
4F	990408201	990408202	990408203	96/82	-	0.035" × 180cm × Punta J
5F	990508201	990508202	990508203	96/82	-	0.038" × 180cm × Punta J
6F	990608201	990608202	990608203	96/82	-	0.038" × 180cm × Punta J
7F	990708201	990708202	990708203	96/82	-	0.038" × 180cm × Punta J
8F	990808201	990808202	990808203	96/82	-	0.038" × 180cm × Punta J
8F	990808221	990808222	990808223	96/82	2	0.032" × 180cm × Punta J
8F	990806821	990806822	990806823	82/68	2	0.032" × 180cm × Punta J
8.5F	990858201	990858202	990858203	96/82	-	0.038" × 180cm × Punta J
8.5F	990858221	990858222	990858223	96/82	2	0.032" × 180cm × Punta J
8.5F	990856821	990856822	990856823	82/68	2	0.032" × 180cm × Punta J
9F	990908201	990908202	990908203	96/82	-	0.038" × 180cm × Punta J
9F	990906821	990906822	990906823	82/68	2	0.032" × 180cm × Punta J
10F	991008201	991008202	991008203	97/82	-	0.038" × 180cm × Punta J
10F	991006721	991006722	991006723	82/67	2	0.032" × 180cm × Punta J
12F	-	991208202	991208203	97/82	-	0.038" × 180cm × Punta J
12F	991206721	991206722	991206723	82/67	2	0.032" × 180cm × Punta J
14F	-	991408202	991408203	97/82	-	0.032" × 180cm × Punta J
14F	991406721	991406722	991406723	82/67	2	0.032" × 180cm × Punta J

*Longitud orientable: Curva A 26 mm, curva B 39 mm, curva D 52 mm