


Braidin™ Pro

Introduccion con Válvula Ajustable

Un exclusivo introduccion de gran calibre con válvula de hemostasia ajustable, diseñado específicamente para intervenciones quirúrgicas intervencionistas que utilizan dispositivos grandes (TAA, AAA, TAVI, etc.), lo que minimiza la pérdida de sangre.



» Válvula de hemostasia variable única

- Basta con un solo clic simple para ajustar la válvula
- Proporciona una hemostasia eficaz para introducir varios tamaños de dispositivos

» Estructura optimizada

- Estructura de 3 capas con excelente resistencia a la torsión
- El revestimiento hidrófilo duradero garantiza una colocación suave
- Introduccion y dilatador
 1. La punta cónica del introduccion garantiza una transición suave entre este y el dilatador y reduce la fricción durante la inserción
 2. Introduccion blanco y una punta atraumática para una inserción segura

» El introduccion radiotransparente con marcador distal proporciona una visibilidad excepcional

» Gama completa de tamaños para hacer frente a los desafíos clínicos



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Longitud (cm)	REF							Información de la guía
	14F	16F	18F	20F	22F	24F	26F	
15	92140150	92160150	92180150	92200150	92220150	92240150	92260150	0.038" * 80cm * Punta J
25	92140250	92160250	92180250	92200250	92220250	92240250	92260250	0.038" * 100cm * Punta J
35	92140350	92160350	92180350	92200350	92220350	92240350	92260350	0.038" * 125cm * Punta J