

CEPILLOS DE LIMPIEZA

Cepillos de limpieza de tubo de tráquea



La punta de algodón en la punta tiene un buen rendimiento de absorción de líquido y limpieza.

La alta densidad del filamento del cepillo tiene un buen efecto de limpieza en la pared interna de los orificios, tubos o canales.

Vástago de cepillo resistente y uniforme, operación segura y fácil de limpiar los tubos doblados.

Mango de plástico para un mejor agarre.

Los cepillos de limpieza de tráquea son perfectos para limpiar el tubo o los canales de la tráquea. Los filamentos del cepillo están disponibles en cerdas de cerdo e hilo de algodón, o cerdas de PBT e hilo de algodón, o cerdas de nylon e hilo de algodón. Los diámetros de cerdas están disponibles en 3,5 mm para niños y en 7 mm para adultos.

Empaque:

- Bolsa sellada
- Garantiza las propiedades físicas e integridad de producto, mientras no este dañada.
- Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes.

Principales características:

- Forma anatómica
- Eje moldeable
- Mango rígido

Condición biológica:

- Aséptico

Referencia:

Código de referencia:	Material de Cerdas:	Material del Mango	Punta	Eje	Diámetro mm	Longitud mm
72307	Nylon	Plástico	Hilo de algodón	Acero inoxidable	7 mm	21 cm
72303	Nylon	Plástico	Hilo de algodón	Acero inoxidable	3.5 mm	10 cm