




Set de Cepillos de Limpieza para Instrumentos con Mango de Plástico



Los filamentos del cepillo pueden estar disponibles en cerdas de nailon, acero inoxidable, latón y cobre.

Mango de plástico con diseño antideslizante. Es fácil de colgar para ventilación.

Los filamentos del cepillo pueden estar disponibles en alambre de acero inoxidable, cerdas de nailon o latón. Con tamaño y espesor uniforme.

Los cepillos de limpieza se utilizan para limpiar la superficie, los lados, las ranuras y los huecos de los instrumentos o dispositivos médicos. Los cepillos están disponibles con cerdas de nailon, acero inoxidable y alambre.

Código de Referencia	Material del Filamento	Material del Mango	Color del Mango	Longitud Total del Cepillo (mm)	Empaque
71396	Latón	Plástico	Negro	180x12	3 piezas x bolsa
71395	Acero Inoxidable	Plástico	Negro	180x12	3 piezas x bolsa
71394	Nylon	Plástico	Negro0	180x12	3 piezas x bolsa

Cepillo de Doble Punta para Limpieza de Dispositivos Médicos



Cepillos de doble punta lleno de filamentos gruesos de mylon. Mango ergonómico. Libre de fisuras, de laminaciones rebabas y aristas cortantes.

Mango de cepillo con diseño antideslizante cómodo para limpieza a mano.

Color del mango: Negro

Los cepillos de limpieza de doble punta se utilizan para limpiar la superficie, los lados, las ranuras y los huecos de los instrumentos o dispositivos médicos. Los cepillos están disponibles con cerdas de nylon y mango de polímero grado médico.

Código de Referencia	Material de Filamento	Material de Mango	Color del Mango	Longitud de Cabezal pequeño (mm)	Longitud de Cabezal grande (mm)	Longitud Total (mm)
71899	Nylon	Plástico	Negro	25	40	178
71898	Nylon	Plástico	Verde Oscuro	25	36	178

Empaque: 1 unidad/bolsa.